



TECHNISCHES DATENBLATT

BINGOLD Nitril 30PLUS

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	634221	634222	634223	634224

Beschreibung	Puderfrei, texturierte Fingerspitzen			
Material	Nitril			
Farbe	Dunkelblau			
Passform	Beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10	95 ± 10	100 ± 10	< 110 mm
Wandstärke	Min 0,05 mm			
Reißkraft	Vor Alterung:	Median/min 6 N		
	Nach Alterung:	Median/min 6 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung:	Min. 400%		
	Nach Alterung:	Min. 400%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung:	Min. 14 Mpa		
	Nach Alterung:	Min. 14 Mpa		
Qualitätsstandard	PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374, CE Cat. III, 93/42/EWG, EN 455, AQL 1.5			
		Für alle Lebensmittel geeignet		
		EN 374-2:2003		
		EN 374-3		
Verpackung	100	Stück je Box		
	10	Boxen je Karton		

Stand November 2017

BINGOLD GmbH + Co. KG
 Lademannbogen 65 · 22339 Hamburg
 Tel. +49 40 53 80 96-410
 Fax +49 40 53 80 96-429
 info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
 Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH
 HRB 21068
 Geschäftsführer: Wolfgang Dede,
 Martin Klostermann

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. **ACHTUNG:** Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischen Schock auslösen.