






TECHNISCHES DATENBLATT BINGOLD Nitril 25PLUS

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	620001	620002	620003	620004

Beschreibung	Puderfrei, texturierte Fingerspitzen			
Material	Nitril			
Farbe	weiß			
Passform	Beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10	95 ± 10	100 ± 10	< 110 mm
Wandstärke	Min 0,05 mm			
Reißkraft	Vor Alterung:	Median/min 6 N		
	Nach Alterung:	Median/min 6 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung:	Min. 500%		
	Nach Alterung:	Min. 500%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung:	Min. 14 Mpa		
	Nach Alterung:	Min. 14 Mpa		
Qualitätsstandard	PSA (EU) 2016/425, EN 420, EN 374, CE Cat. III, 93/42/EWG, EN 455, AQL 1.5			
		Für alle Lebensmittel geeignet		
	 EN ISO 374-5	EN 374-5:2016 ; VIRUS		
	 EN ISO 374-1 / Typ B	EN ISO 374-1:2016 / Typ B		
Verpackung	200	Stück je Box		
	10	Boxen je Karton		

Stand September 2020

BINGOLD GmbH + Co. KG
Lademannbogen 65 · 22339 Hamburg
Tel. +49 40 53 80 96-410
Fax +49 40 53 80 96-429
info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH
HRB 21068
Geschäftsführer:
Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten. **ACHTUNG:** Naturlatex kann allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischen Schock auslösen.